

ウサギ抗マウス Cd4 モノクローナル抗体（Fc用） - P06332

商品番号: CM0008495

前書き

マウスCD4（L3T4、Ly-4）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）でバリデーション済み。Tヘルパー細胞の解析および免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD4 mAb
備考／別名	L3T4；Ly-4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27～394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送条件	保冷バッグ