

ウサギ抗マウスCD4モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06332

商品番号: CM0005520

前書き

マウスCD4に対する標識ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウスサンプルにおけるTヘルパー細胞の同定および免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 mAb
備考/別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	920
GeneID	12504
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ