

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCd4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0009740

前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗マウスCD4モノクローナル抗体です。マウスサンプルでの実用性が検証済みです。Tヘルパー細胞の同定および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 mAb
備考/別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID (マウス)	12504
免疫原	組換えタンパク質 / マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27-394番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤