

フローサイトメトリー用 Abflo 488 ウサギ抗マウスCd4 モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0005612

前書き

ABflo

488で標識された抗マウスCD4ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に特化して開発されました。ヘルパーT細胞のマーカーであるマウスCD4 (51

kDa) を認識します。免疫学研究および診断アッセイ開発に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 モノクローナル抗体
別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID (マウス)	12504
免疫原	マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27〜394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	氷袋