

ウサギ抗マウスCd40モノクローナル抗体（Fc用） - P27512

商品番号: CM0006179

前書き

フローサイトメトリー用の結合ウサギ抗マウスCD40モノクローナル抗体です。CD40はCD40LGの受容体で、B細胞およびマクロファージの活性化に関与しています。マウスサンプルでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD40 mAb
備考/別名	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	958
GeneID	21939
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD40（NP_035741.2）のアミノ酸20～189番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P27512
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤