

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス CD40 モノクローナル抗体 - P27512

商品番号: CM0011792

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの結合ウサギ抗マウスCD40モノクローナル抗体。マウスCD40（UniProt P27512）を標的とします。CD40はTNF受容体スーパーファミリーのメンバーで、B細胞およびマクロファージの活性化に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD40 mAb
注記／別名	IGM ; p50 ; Bp50 ; GP39 ; IMD3 ; TRAP ; HIGM1 ; T-BAM ; Tnfrsf5
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	958
遺伝子ID	21939
免疫原	マウスCD40のアミノ酸20～189（NP_035741.2）に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27512
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ