


ウサギ抗マウス Cd44 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15379

商品番号: CM0012292



前書き

マウス CD44（Ly-24/Pgp-1）に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメ
トリー用に設計され、マウス本来の CD44
抗原を認識します。CD44
は、細胞接着、リンパ球ホーミング、腫瘍転移におい
て重要な役割を果たします。免疫学および腫瘍学研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD44 mAb
備考／別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID（ヒト）	960
GeneID	12505
免疫原	マウス CD44（NP_033981.2）のアミノ酸 23～176 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ