


フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCd44モノクローナル抗体 () - P15379

商品番号: CM0011806



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスCD44抗原を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。リンパ球のホーミング、細胞接着、および移動に参与するヒアルロン酸受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
備考/別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	Mouse
遺伝子ID (ヒト)	960
遺伝子ID (マウス)	12505
免疫原	マウスCD44 (NP_033981.2) のアミノ酸23-176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
配送	Ice bag