


ウサギ抗マウスCd44モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P15379

商品番号: CM0008848



前書き

マウスCD44（Ly-24/Pgp-1/HERMES）を対象とした共役ウサギモノクローナル抗体で、免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）での使用が確認されています。マウスモデルにおける細胞接着、遊走、リンパ球ホーミングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD44 mAb
別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	960
遺伝子ID	12505
免疫原	マウスCD44（NP_033981.2）のアミノ酸23～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	氷袋梱包