

ウサギ抗マウスCD45 Mab - P06800

商品番号: CM0008979

前書き

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCD45モノクローナル抗体。マウスCD45に特異的で、FCでバリデーション済み。タンパク質分子量は130/140/144 kDa。免疫細胞の同定および研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID（ヒト）	5788
GeneID（マウス）	19264
免疫原	マウスCD45のアミノ酸26～566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001104786.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
輸送	保冷バッグ