

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd45モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0012038

前書き

マウスCD45（白血球共通抗原）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、マウスサンプルと特異的に反応します。免疫細胞プロファイリングやT細胞活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26～566に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送方法	保冷剤