

ウサギ抗マウス Cd45 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06800

商品番号: CM0011125

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合ウサギモノクローナル抗体（抗マウス CD45）。130 kDaから144 kDaの範囲のアイソフォームを認識します。免疫細胞のプロファイリングやチロシンホスファターゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウス CD45 (NP_001104786.2) のアミノ酸 26-566 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	アイスバッグ