

ウサギ抗マウスCd45モノクローナル抗体（If/Icc・Fc用） - P06800

商品番号: CM0008735

前書き

マウスCD45（PTPRC）を対象とする結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みで、マウスサンプル中の白血球共通抗原（L-CA）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45 mAb
別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26～566番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送方法	保冷剤