

ウサギ抗マウスCd45モノクローナル抗体 If/Icc、Fc用途 - P06800

商品番号: CM0008853

前書き

マウスCD45（PTPRC）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウス試料における白血球の同定やT細胞活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45 mAb
別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26～566番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	144kDa
輸送方法	保冷剤