

Rabbit Anti-Mouse Cd45.1 Mab - P06800

商品番号: CM0005600

前書き

標識マウスCD45.1（P06800）に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みで、本抗体はマウスモデルにおける白血球集団の高感度検出を可能にします。免疫表現型解析およびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD45.1 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	Mouse
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	合成ペプチド マウスCD45.1 (NP_001104786.2) のアミノ酸311-410配列内に対応する合成ペプチド。
供給源	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	氷袋