

ウサギ抗マウスCd45.1モノクローナル抗体（Fc用） - P06800

商品番号: CM0007728

前書き

マウスCD45.1に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。免疫表現型解析、T細胞活性化研究、ならびにマウスモデルにおけるCD45アロタイプの識別に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45.1 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID（ヒト）	5788
GeneID	19264
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130 kDa/140 kDa/144 kDa
配送	保冷バッグ