

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCd45.1モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0011834

前書き

フローサイトメトリー向けに開発された、白血球共通抗原を標的とする高品質な結合ウサギ抗マウスCD45.1モノクローナル抗体です。マウスサンプルで検証済みで、免疫表現型分類やT細胞活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45.1 mAb
別名	loc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	合成ペプチド。マウスCD45.1 (NP_001104786.2) のアミノ酸311〜410番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送方法	保冷剤