

Rabbit Anti-Mouse Cd47 Mab For Fc - Q61735

商品番号: CM0005370

前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD47（IAP）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞外ドメイン（aa 19-135）をカバーしており、免疫学、幹細胞、および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
備考/別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	961
GeneID	16423
免疫原	マウスCD47（NP_034711.1）のアミノ酸19-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質分子量	33KDa/35KDa
配送	氷袋