

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス Cd47 モノクローナル抗体 - Q61735

商品番号: CM0009440

前書き

マウスCD47（IAP）に対する高特異性標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸19-135）。マウスCD47に特異的に反応。免疫学および免疫腫瘍学研究におけるフローサイトメトリー（FC）用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD47 mAb
備考/別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	961
GeneID	16423
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD47（NP_034711.1）のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質分子量	33KDa/35KDa
輸送	保冷バッグ