

ウサギ抗マウス Cd47 モノクローナル抗体 - Q61735

商品番号: CM0008483

前書き

フローサイトメトリー用
標識ウサギモノクローナル抗マウス CD47 (IAP)
抗体。細胞外ドメイン (aa 19-
135) を認識します。免疫および接着の研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD47 mAb
備考/別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	961
遺伝子ID	16423
免疫原	組換えタンパク質；マウス CD47 (NP_034711.1) のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質重量	33KDa/35KDa
配送	アイスバッグ