

ウサギ抗マウスCd48 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P18181

商品番号: CM0008000



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD48 (SLAMF2/BCM1)

に対する。フローサイトメトリー用。マウス反応性を検証済み。標的タンパク質分子量27kDa。T細胞およびNK細胞の免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗マウスCD48 mAb
備考/別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
種	マウス
GeneID (ヒト)	962
GeneID	12506
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD48 (NP_031675.1) のアミノ酸23-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ