

Rabbit Anti-Mouse Cd48 Monoclonal Antibody For Fc - P18181

商品番号: CM0010765



前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD48（SLAMF2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウス免疫細胞上のCD48検出について検証済みであり、T細胞およびNK細胞シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD48 mAb
備考/別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
種	マウス
GeneID (ヒト)	962
GeneID	12506
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD48（NP_031675.1）のアミド酸23-216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質分子量	27 kDa
配送	アイスバッグ