

ウサギ抗マウス Cd48 モノクローナル抗体（Fc用） - P18181

商品番号: CM0007875



前書き

フローサイトメトリー（FC）用のマウス CD48
を標的とする

結合ウサギモノクローナル抗体。免疫原：組換えマウス CD48 細胞外ドメイン（aa 23-216）。CD48はGPIアンカー型SLAMファミリー受容体であり、免疫細胞の活性化およびNK細胞の細胞傷害性を媒介します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD48 mAb
備考／別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	962
遺伝子ID	12506
免疫原	マウス CD48 のアミノ酸23-216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_031675.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質重量	27kDa
配送	保冷バッグ