

ウサギ抗マウスCD48 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P18181

商品番号: CM0005034



前書き

マウスCD48（SLAMF2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。T細胞およびNK細胞の活性化研究を含む免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD48 mAb
別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	962
GeneID	12506
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD48（NP_031675.1）のアミノ酸23-216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷剤