

ウサギ 抗マウス Cd5 モノクローナル抗体 Fc用 - P13379

商品番号: CM0012316

前書き

フローサイトメトリー用のマウスCD5（Ly-1）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞およびB1a細胞マーカーであるマウスCD5を検出します。免疫表現型解析およびリンパ球研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD5 mAb
備考/別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	921
遺伝子ID	12507
免疫原	マウスCD5（NP_031676.3）のアミノ酸25-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ