

Rabbit Anti-Mouse Cd5 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13379

商品番号: CM0009190

前書き

標識マウスCD5（Ly-1）標的ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み、54 kDaのT細胞およびB1a細胞マーカーを検出。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD5 mAb
備考/別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	921
GeneID	12507
免疫原	マウスCD5 (NP_031676.3) のアミノ酸25-371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋