

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Cd5 モノクローナル抗体 - P13379

商品番号: CM0010486

前書き

マウス CD5 (Ly-1) を標的とする
結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、T細胞およびB1a細胞の免疫表現型解析、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD5 mAb
備考／別名	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	921
遺伝子ID	12507
免疫原	マウス CD5 (NP_031676.3) のアミノ酸25〜371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54 kDa
輸送	保冷バッグ