

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Cd5 モノクローナル抗体 - P13379

商品番号: CM0009104

前書き

マウスサンプルでのフローサイトメトリー（FC）に対して検証済みの ウサギ抗マウス CD5
モノクローナル抗体です。T細胞表面糖タンパク質CD 5（Ly-1）を標的とします。T細胞/B細胞シグナル伝達および恒常性に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD5 モノクローナル抗体
備考/別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	921
GeneID	12507
免疫原	マウスCD5（NP_031676.3）のアミノ酸25-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ