

ウサギ抗マウスCd50/Icam-3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q60625

商品番号: CM0009212

前書き

フローサイトメトリー用途向けに、マウスCD50/ICAM-3（ICAM-5/テレンスファリン）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスでの検証が完了しており、この97 kDaの抗体は細胞間接着分子5の直接検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD50/ICAM-3 mAb
別名	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	7087
遺伝子ID	15898
免疫原	マウスCD50/ICAM-3（NP_032345.2）のアミノ酸32～227番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS ID	Q60625
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤