

Fc用ウサギ抗マウスCd56/Ncamモノクローナル抗体 - P13595

商品番号: CM0009630



前書き

この標識ウサギモノクローナル抗体は、マウスCD56/NCAMを特異的に認識するため、神経細胞接着分子の発現をフローサイトメトリーで解析するのに適したツールです。分子量67、80、93、および119 kDaの複数のアイソフォームを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD56/NCAM mAb
備考／別名	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	4684
GeneID	17967
免疫原	マウスCD56 (NP_001106675.1) のアミノ酸20～711に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13595
タンパク質分子量	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
輸送	保冷バッグ