

ウサギ抗マウス Cd59A モノクローナル抗体（Fc用） - O55186

商品番号: CM0011951

前書き

フローサイトメトリー用のマウス CD59a を標的とする 結合ウサギモノクローナル抗体。14kDa の GPI アンカー型 MAC 阻害因子を検出；マウスと交差反応します。補体研究 および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD59a mAb
備考/別名	Cd59; MACIF; MAC-IP
種	マウス
GeneID	12509 (mouse)
免疫原	マウス CD59a (NP_031678.1) のアミノ酸 24-96 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O55186
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ