

ウサギ抗マウスCd6モノクローナル抗体（Fc用） - Q61003

商品番号: CM0011111

前書き

マウスサンプルのフローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みの、ABflo
647標識ウサギ抗マウスCD6モノクローナル抗体。T細胞の活性化および免疫応答に関与するT細胞分化抗原CD6を標的とします。免疫学研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD6 mAb
備考／別名	真核生物；後生動物；脊索動物；頭蓋動物；脊椎動物；真骨類；哺乳類；真獣類；真主嚙類；齧歯類；齧歯目；ネズミ形類；ネズミ上科；ネズミ科；ネズミ亜科；ネズミ属；マウス
種	マウス
GeneID（ヒト）	923
GeneID	12511
免疫原	マウスCD6のアミノ酸20～155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_033982.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61003
タンパク質分子量	64kDa/68kDa/72kDa
輸送条件	保冷バッグ