

ウサギ抗マウスCd6モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q61003

商品番号: CM0009984

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスCD6モノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸20～155）。T細胞の共刺激、免疫シナプスの成熟、細菌パターン認識の研究に有用です。 - Q61003

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD6 mAb
備考／別名	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
種	マウス
GeneID（ヒト）	923
GeneID	12511
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD6のアミノ酸20～155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_033982.3）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61003
タンパク質分子量	64kDa/68kDa/72kDa
輸送	保冷バッグ