

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCd62Lモノクローナル抗体 - P18337

商品番号: CM0012303

前書き

で標識されたマウスCD62L（L-セレクトリン）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、白血球接着やリンパ球ホーミングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD62L mAb
別名	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectin
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6402
遺伝子ID	20343
免疫原	マウスCD62L（NP_035476.1）のアミノ酸39〜332番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P18337
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋