

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスCD62Lモノクローナル抗体 - P18337

商品番号: CM0008867

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの高品質ウサギ抗マウスCD62L（L-セレクトイン）モノクローナル抗体です。リンパ球ホーミング、白血球接着、免疫細胞トラフィッキングの研究に適しています。免疫原は組換え体、マウスCD62Lを認識、標的分子量は42 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD62L mAb
備考/別名	Lnhrr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6402
遺伝子ID	20343
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P18337
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷袋