

ウサギ抗マウス Cd66A/Ceacam1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P31809

商品番号: CM0004730



前書き

マウスCD66a/CEACAM1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで有効性が確認されています。免疫表現型解析、免疫チェックポイント、宿主-病原体相互作用の研究を促進します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	Bgp, Ccl, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
種	マウス
GeneID (ヒト)	634
GeneID	26365
免疫原	マウスCD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1) のアミノ酸35-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31809
タンパク質分子量	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
配送	保冷バッグ