

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスCd66A/Ceacam1モノクローナル抗体（Abflo 647） - P31809

商品番号: CM0010699



前書き

ABflo

647に直接結合した、マウスCD66a/CEACAM1に対するウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルを用いたフローサイトメトリーでバリデーション済み。免疫チェックポイントおよびウイルス受容体を標的とし、免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗マウスCD66a/CEACAM1 mAb
備考／別名	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
種	マウス
GeneID（ヒト）	634
GeneID（マウス）	26365
免疫原	マウスCD66a/CEACAM1aのアミノ酸35～428に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001034274.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31809
タンパク質分子量	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
輸送	保冷バッグ