

ウサギ抗マウスCd68 モノクローナル抗体（If/Icc・Fc用途） - P31996

商品番号: CM0012365

前書き

マウスCD68（マクロシアリン）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、IF/ICCおよびFCアプリケーションに対応しています。マクロファージおよび樹状細胞に発現するリソソーム/エンドソーム膜タンパク質を認識します。 - P31996。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD68 mAb
別名	Lamp4; gp110; Scard1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID	12514
免疫原	マウスCD68 (NP_001277987.1) のアミノ酸21～291番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	34KDa
輸送方法	保冷剤