

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス CD68 モノクローナル抗体 - P31996

商品番号: CM0012623

前書き

マウスサンプルにおける細胞内フローサイトメトリー用に検証済みの ウサギ抗マウス CD68 モノクローナル抗体。マクロファージマーカー CD68 (P31996) を標的とします。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD68 モノクローナル抗体
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID (マウス)	12514
免疫原	マウス CD68 (NP_001277987.1) のアミノ酸 21-291 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	35kDa
発送条件	保冷剤