

ウサギ抗マウスCd68モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P31996

商品番号: CM0011734

前書き

マウスマクロシアルイン（CD68）を標的とする、高特異性標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用。この色素標識抗体は、マクロファージおよび樹状細胞におけるCD68発現の信頼性の高い検出を提供し、免疫学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD68 mAb
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	968
遺伝子ID	12514
免疫原	マウスCD68（NP_001277987.1）のアミノ酸21-291に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	33KDa/34KDa
輸送	保冷バッグ