

Rabbit Anti-Mouse Cd68 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P31996

商品番号: CM0004327

前書き

IF/ICCおよびフローサイトメトリー用の、マウスCD68（Macrosialin、Lamp4）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウスマクロファージの検出用に設計されています。研究および診断用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID	12514
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD68 (NP_001277987.1) のアミノ酸21-291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	33KDa/34KDa
配送	アイスバッグ