

Rabbit Anti-Mouse Cd68 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P31996

商品番号: CM0012121

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスCD68（macrophage marker、Lamp4、gp110）標的）。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。マウスと反応します。マクロファージおよび樹状細胞の貪食活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
備考/別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID	12514
免疫原	マウスCD68 (NP_001277987.1) のアミノ酸21-291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ