

Rabbit Anti-Mouse Cd69 Mab For Fc - P37217

商品番号: CM0004011

前書き

標識ウサギ抗マウスCD69モノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。マウス反応性について検証済みであり、初期T細胞活性化および免疫細胞恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
備考/別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	969
GeneID	12515
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD69（NP_001028294.1）のアミノ酸64-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサウギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスパック