

Rabbit Anti-Mouse Cd69 Mab For Flow Cytometry - P37217

商品番号: CM0009429

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、マウスCD69 に対する結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプル中のT細胞、NK細胞、およびその他の免疫細胞上の初期活性化抗原の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
備考/別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	969
GeneID	12515
免疫原	マウスCD69 (NP_001028294.1) のアミノ酸64-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ