

ウサギ抗マウス Cd69 モノクローナル抗体（Fc用） - P37217

商品番号: CM0010542

前書き

フローサイトメトリー応用向けの、マウスCD69 (AIM/VEA) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルに反応します。T細胞活性化および免疫細胞恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD69 mAb
備考/別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	969
GeneID	12515
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ