

ウサギ抗マウスCD69モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P37217

商品番号: CM0004753

前書き

マウスCD69（AIM/VEA）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞、NK細胞をはじめとする各種免疫細胞サブセット上の初期活性化抗原を検出し、免疫腫瘍学や炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD69 mAb
別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	969
遺伝子ID	12515
免疫原	マウスCD69（NP_001028294.1）のアミノ酸64～199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P37217
タンパク質分子量	22 kDa
発送方法	保冷剤