


Rabbit Anti-Mouse Cd72 Mab For Fc - P21855

商品番号: CM0012679



前書き

マウスCD72 (Lyb-2/Ly-32)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。B細胞受容体共受容体の機能、制御性T/B細胞の恒常性、およびマウス研究におけるB細胞分化の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD72 mAb
備考/別名	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
種	マウス
GeneID (ヒト)	971
GeneID	12517
免疫原	マウスCD72 (NP_031680.2) のアミノ酸226-354に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P21855
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック