


ウサギ抗マウスCd72モノクローナル抗体 - P21855

商品番号: CM0004116



前書き

フローサイトメトリー用

ウサギ抗マウスCD72モノクローナル抗体。マウスCD72 (Lyb-2、Ly-32) を認識します。CD72はB細胞分化抗原およびBCR共受容体です。ウサギ由来のモノクローナル抗体で、研究環境におけるB細胞免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD72モノクローナル抗体
備考／別名	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
種	マウス
GeneID (ヒト)	971
GeneID	12517
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P21855
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ