


ウサギ抗マウスCD72 モノクローナル抗体（Fc用） - P21855

商品番号: CM0011174



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、マウスCD72を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。マウスとの交差反応性が検証済みで、分子量は40kDaです。B細胞共受容体およびB細胞制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD72 mAb
別名	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	971
GeneID	12517
免疫原	マウスCD72 (NP_031680.2) のアミノ酸226-354番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P21855
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋