

ウサギ抗マウスCD79B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15530

商品番号: CM0009453



前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの、マウス CD79b (B29/Ig-β) に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。B細胞受容体シグナル伝達研究や免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD79b mAb
別名	B29; Igβ; Igβ; Ig-β
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	974
GeneID	15985
免疫原	マウスCD79b (NP_032365.1) のアミノ酸26-158番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P15530
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤